


Colla Absorbable Wound

בבדיקות קליניות נמצא כי הביצועים של תחבושות הפצעים מסוג **Colla** המשווקות ע"י חברת "זימר דנטל" - היו מעל ומעבר לאלה של השיטות המסורתיות

השוואת תוצאות קליניות בין תחבושות קולגן של "זימר" לבין אריזות פריודונטאליות



התוויות

תחבושות CollaTape

- פצעי פה קלים
- סגירת מקומות שתל בהם נעשה שימוש בתחליפי עצם
- תיקון ממברנת Schneiderian

תחבושות CollaCote

- Palatal Donor Site
- מתלים ריריים

תחבושות CollaPlug

- אתרי עקירה
- אתרי ביופסיה

יתרונות

- שליטה בדמם וייצוב קרישי דם
- הגנה על אזור הפצע
- מספקת מקום לצמיחת הרקמות
- נספגת תוך 10-14 יום
- מאיצה את תהליך הריפוי

תחבושות נספגות מקולגן מסופקות באריזות סטריליות נפרדות. בקונפיגורציות הבאות:



מס' קטלוגי 100
תחבושות CollaTape
ס"מ 2.5X7.5



מס' קטלוגי 101
תחבושות CollaCote
ס"מ 3.8X1.9



מס' קטלוגי 102
תחבושות CollaPlug
ס"מ 1.9X1.0

התחבושות משווקות בקופסא של 10 יח'.

*לפי מחקר שנערך במחלקת פריודונטיקה של ביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת טמפל, פילדלפיה, 1984. המחקר בוצע באמצעות CollaCote הנתונים שמורים.